

RomiAPEX™ D-30 Revolutionary Concept

Numeric display of measurements starts from 2.0

An easy to read graphic display

User friendly, simple operation

Digital technology

Maximum precision in wet or dry root canals

Detects perforation

Automatic Power-Off

Rechargeable battery

Operation fully automatic

Audio feedback with volume control

Built in communication channel for PC connection (Optional)

RomiAPEX™ D-30 Concepto revolucionario

Medición a partir de 2.0

Interface gráfica de fácil lectura

Fácil operación

Tecnología digital

Máxima precisión en canales secos y húmedos

Detector de perforaciones

Desconexión automática

Baterías recargables que posibilita economía

Operación totalmente automática

Respuesta acústica con controlador de nivel de sonido

Canal de comunicación para la conexión con el PC (Opcionales)

RomiAPEX™ D-30 Conceito revolucionário

Medição á partir de 2.0

Interface gráfica de fácil leitura

Fácil Operação

Tecnologia digital

Máxima precisão em canais secos e úmidos

Detecção de perfurações

Desligamento automático

Bateria recarregável possibilitando economia

Operação totalmente automática

Resposta acústica com controle do nível de som

Canal de comunicação para a conexão ao computador (Opcionais)

Accurate Target

RomiAPEX™ D-30 Innovative Apex Locator

- 1 Battery
Batería
Bateria
- 2 File Clip
Garra para la lima
Garra da lima
- 3 Measuring Cable
Cable de medición
Cabo de medição
- 4 Charger
Cargador de batería
Carregador de bateria
- 5 Lip Clip
Clip labial
Clipe labial
- 6 Touch Probe (Optional)
Touch Probe (Opcionales)
Touch Probe (Opcionais)
- 7 PC Connection Kit (Optional)
Cable de conexión a la computadora (Opcionales)
Cabo de conexão ao computador (Opcionais)



RomiAPEX™ D-30

Innovative Apex Locator

Specifications:

Dimensions: L85 x W35 x H150mm

Charger:

Input AC: 115V, 60Hz / 230V, 50Hz
Output DC: 6V

Display Type: STN Liquid Crystal

Power Supply:

Rechargeable 2.4V battery

Window Size: 48 x 78mm.

Weight: 200 gr.

Especificaciones:

Dimensiones: L85 x A35 x A150mm

Cargador:

Entrada AC: 115V, 60Hz / 230V, 50Hz
Salida DC: 6V

Tipo de visor: SNT Cristal Líquido

Capacidad de energía:

Batería Recargable 2.4V

Tamaño de la Pantalla: 48 x 78mm.

Peso: 200 gr.

Especificações:

Dimensões: C85 x L35 x A150mm

Carregador:

Entrada AC: 115V, 60Hz / 230V, 50Hz
Saída: DC: 6V

Tipo de visor: SNT Cristal Líquido

Capacidade de energia:

Bateria recarregável 2.4V

Tamanho da Janela: 48 x 78mm.

Peso: 200 gr.

RomiAPEX™ D-30

Innovative Apex Locator



Romidan Ltd.

Tel. +972-3-7360099

Fax. +972-3-7360097

E-mail: dental@romidan.com

W-site: www.romidan-dental.com



Regional office Sudamérica

Romibras LTDA

Rio De Janeiro, Brasil

Tel: (+55) 212-54-89-476, 212-54-93-391

Fax: (+55) 212-54-96-613

Email: dental@romibras.com

W-site: www.romibras.com

